

ビームプロファイラカメラ フォトダイオードトリガ機能オプション

オプティカル カメラ トリガ

オプティカル カメラトリガはトリガ機能オプションで、カメラ本体に設定して外部オプティカルトリガでパルスに同期します。

オプティカル カメラトリガシステムの構成はオプティカル カメラトリガ本体とオプションのC-マウントアダプタ、1/4-20 アダプタ、M6-1.0 アダプタ、スルーホール アダプタ、ベルクロ ストラップです。フォトダイオードトリガにはトリガケーブル1本、マウントオプション1ヶが付属します。ご注文時にご選択ください。(マウントオプションについてはユーザガイド参照)



仕様

モデル	1100	1800
ディテクタ	Si	Si/InGaAs
最小パルス幅	1μs	1μs
オプティカル スレッシュホールド波長		
200nm	10.01μJ	N/A
633nm	3.51μJ	41μJ
1064nm	51μJ	10.01μJ
1550nm	N/A	41μJ

マウント オプション

SP90437 C-マウント
プレート & ロッキングリング



SP90436 スルーホール
マウンティングプレート



SP90434 1/4-20 ホール
マウンティングプレート



SP90435 M6 X 1.0 ホール
マウンティングプレート



SP90438 ベルクロ
マウンティングシステム



マウンティング オプション例

製品情報

項目	製品概要	製品番号P/N
1100	フォトダイオードトリガ, Si	SP90408
1800	フォトダイオードトリガ, InGaAs	SP90409
上記いずれかのトリガをご注文時にケーブル1本、マウント1つをご指定ください。		
ケーブル	GRAS3, GRAS20, SP300, 6ft 用フォトダイオードトリガ ケーブル	SP90430
ケーブル	SP907, SP928, 6ft 用フォトダイオードトリガ ケーブル	SP90431
ケーブル	LT665, Pyrocam IIIHR & IV, 6ft用フォトダイオードトリガ ケーブル~SMA	SP90432
ケーブル	Gevicam, L11059, Xeva, Pyrocam III, 6ft用フォトダイオードトリガ ケーブル~BNC	SP90433
マウント	1/4-20 マウント, フォトダイオードトリガ	SP90434
マウント	M6 X 1.0 マウント, フォトダイオードトリガ	SP90435
マウント	スルーホールマウント, フォトダイオードトリガ	SP90436
マウント	C-Mount, フォトダイオードトリガ	SP90437
マウント	ベルクロ ストラップ マウント, フォトダイオードトリガ	SP90438