

1.1.1.6.3 アクセサリー (IS6用)

アクセサリ	概要	製品番号
ポートプラグ	マット白色反射のポートプラグで積分球内部を閉塞。	
IS 1" ポートプラグ	白色反射コート、PTFE、φ25.4mmプラグ	7Z08280A
IS 2.5" ポートプラグ	白色反射コート、PTFE、φ63.5mmプラグ、2.5"ポート用	7Z08283A
ポートカバー	ポートを閉塞するためのマット黒色コートが施してあるポートカバー。外部からの不要な光から積分球内部の状態を保護。特注アダプターを製作する際にはブランクカバーとしても使用可能。	
IS 1" ポートカバー	マット黒色コート φ25.4mmカバー	7Z08282A
IS 2.5" ポートカバー	マット黒色コート φ63.5mmカバー	7Z08281A
アダプター&リデューサー	アダプター (黒色コート) リデューサー (白色コート)	
1" SMAファイバアダプター	SMAファイバ入出力用アダプター 1"ポート接続	7Z08285
1" FCファイバアダプター	FCファイバ入出力用アダプター 1"ポート接続	7Z08286
FPD (FPS-1を除く) ~ IS6 アダプター	FPDセンサーをIS6シリーズのノースポールにマウント	7Z08350
1"ポート~ SM1アダプター	1"ポートへ接続用 SM1・メス	7Z08289
1"ポート~Cマウントアダプター	1"ポートへ接続用 Cマウント・メス	7Z08290
1"ポート~Cマウントリデューサー	1"ポートへ接続用 Cマウント・オス アパーチャー11mm	7Z08288
2.5"~1"ポート変換リデューサー	2.5"ポートから1"ポートへの変換用リデューサー	7Z08305A
アパーチャーマスクセット	φ5、φ7、φ10mmアパーチャー、2.5"~1"ポート変換リデューサー (P/N 7Z08305A) で使用 ^(a) ^(c)	7Z08307
フランジアタッチメント	ダブルフランジ、2.5"~1"ポート変換リデューサー (P/N 7Z08305A) で使用 ^(b) ^(c)	7Z08306

注釈: (a) アパーチャーマスクはポート変換リデューサー (P/N 7Z08305A) にマグネットで固定されています。
 (b) フランジアタッチメントは付属のネジでポート変換リデューサー (P/N 7Z08305A) に取り付けられています。
 (c) IS6の P/N 7Z02471、7Z02473、7Z02475、7Z02477には、このアクセサリと互換性のない旧型の2.5"~1"ポート変換リデューサーが付属しています。新しいアクセサリを使用する場合は、現在のポート変換リデューサー (P/N 7Z08305A) をご利用ください。

2.5" ポートプラグ IS



1" ポートプラグ IS



2.5" ポートカバー IS



1" ポートカバー IS



FPD~IS6アダプター



1"ポート~2.5"変換リデューサー



アパーチャーマスク



フランジアタッチメント



1" FCファイバアダプター



1"ポート~ SM1アダプター

