

1.1.2.9 アクセサリー（高出力 水冷センサー用）

1.1.2.9.6 水冷センサー用メトリック水冷継手

Ophirの水冷センサーの標準水冷継手は3/8”、1/2”のプラスチックホース用クイックコネクターとなっています。メトリック水冷継手を下記からご選択頂けます。

7Z08352 1/4” - 12mm



7Z08353 1/8” - 10mm



コネクター（2個セット）	対応センサー	製品番号
1/4”NPT～外径12mmチューブ	16K-W & 30K-W	7Z08352
1/8” NPT～外径10mmチューブ	その他全ての水冷センサー&QBHアダプター	7Z08353

1.1.2.9.7 ターゲットパターン付き保護カバー（高出力センサー/散乱シールド用）

全ての保護カバーは黒色アルマイトのアルミニウム製で、アライメント用ターゲットパターンが描かれています。

センサー：5000W、10K-W、15K-Wセンサーには10K-W保護カバーが付属しています。この保護カバーは1000W、L1500Wセンサーにも適合しますが、それらのセンサーには付属していません。保護カバーはセンサーとは別に注文が可能です。16K-Wセンサーには16K-W保護カバーが、30K-Wセンサーには30K-W保護カバーが付属しています。

散乱シールド：10K-W / 15K-Wセンサー用散乱シールド(P/N 7Z08295)、16K-Wセンサー用散乱シールド (P/N 7Z08355)、30K-Wセンサー用散乱シールド(P/N 7Z08293)には、それぞれ保護カバー（10K-W/15K-W用 P/N 7Z08345、16K-W用 P/N 7Z08356、30K-W用 P/N 7Z08346）が付属しています。散乱シールドの詳細についてはP80参照。

全ての保護カバーは別途注文が可能です（下表参照）。

保護カバー	対応センサー	製品番号
10K-W保護カバー	15K-W、10K-W、5000W、L1500W、1000Wセンサ（散乱シールド未装着時）	1G01332
10K-W/15K-W散乱シールドカバー	10K-W、15K-Wセンサー（散乱シールド装着時）	7Z08345
16K-W保護カバー	16K-Wセンサー（散乱シールド未装着時）	1G02813
16K-W散乱シールドカバー	16K-Wセンサー（散乱シールド装着時）	7Z08356
30K-W保護カバー	30K-Wセンサー（散乱シールド未装着時）	1G02406
30K-W散乱シールドカバー	30K-Wセンサー（散乱シールド装着時）	7Z08346

10K-Wセンサー + 保護カバー




30K-Wセンサー + 保護カバー




散乱シールド
保護カバー装着時




10K-W 保護カバー




16K-W 保護カバー




30K-W 保護カバー



10K-W / 15K-W
散乱シールドカバー



16K-W
散乱シールドカバー



30K-W
散乱シールドカバー

